

Der Procyon-Kompressorverbinder bietet eine schnelle, effiziente und zuverlässige Verabreichungstherapie, die für den Heimgebrauch konzipiert ist. Dies ist ein leiser und leistungsstarker Kompressorverbinder, der sich zum Verabreichen der meisten Aerosolmedikamente eignet, die gegen leichte Atemwegsinfektionen verschrieben werden. Er bietet höhere Literaturreichweite, kürzere Refillzeiten und niedrigere Geräuschpegel als viele andere Kompressorverbinder.

Die Vorteile des Procyon:
 Ein ultrakompakter Design macht es extrem tragbar.
 Das leistungsstarke D-Design ist effizient, zuverlässig und leise.
 Bietet eine bewährte Performance von 40 Minuten bis zu mehreren Stunden.

Spezifikation	Procyon Serie / 70001
Geräteabmessungen	191 mm x 102 mm x 173 mm
Gewicht	1,190 g (4,19 oz)
Elektronische Anforderungen	100-240 VAC, 50-60 Hz
Maximale Durchflussrate	≥ 60 L/min
Maximaler Druck	≥ 35 psi
Prozess-Luftstrom des Kompressors	≥ 6 l/min
Druckbereich	200 - 300 mmHg
Verstärkung	≥ 0,2 m/s ²
Lebensdauer	≥ 10,000 h




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Geeignet für eine Vielzahl von Situationen



Mehr Details



Zerstückung im Millimeterbereich: 2 µm bis 5 µm
Verstärkte Partikel gelangen direkt in die oberen Atemwege, die Luftröhre, die Ästeile und die unteren Atemwege und unterstützen so die Aufnahme des Medikaments.



Stahl-Zerstückungsfiltersystem
Sicherer Zerstäubung für kontinuierlichen Betrieb.



Sicherheitskammer Design
Geringe Lautstärke, geringe Vibration, Baby-Zerstäubung widersteht nicht.