




Levantando desde el piso



Traslado Cama-Silla



Traslado para ir al baño o ir al baño

El elevador de pacientes es un dispositivo de asistencia adecuado para personas en traslado, como usuarios de sillas de ruedas, pacientes bariátricos, pacientes encamados, discapacitados, pacientes con fracturas de miembros inferiores y personas mayores con poca capacidad para caminar hasta una silla de ruedas.

Los traslados pueden ser hacia y desde camas, sillas, piso a cama, traslados laterales, baño e inodoro. El equipo es de diseño compacto y versátil, apto para desplazar todo tipo de pacientes. Ligero y fácil de desmontar, conveniente para un transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.

Características:

- Elevador de pacientes hidráulico manual
- La operación optimiza las capacidades de elevación para requerir menos esfuerzo físico para elevar al paciente
- Sistema hidráulico de alto rendimiento para un movimiento seguro y gradual
- La construcción robusta de acero con vetas plateadas y el diseño de soporte de 6 puntos brindan máxima resistencia para subir y bajar a personas que pesan hasta 450 libras.
- Las ruedas estándar de 3" o 5" están desplazadas para mayor estabilidad y funcionamiento suave
- Los frenos de las ruedas fáciles de operar brindan seguridad adicional
- La barra giratoria de 6 puntos puede acomodar 2 o 4 correas de eslinga más 2 conexiones de cadena

nombre del producto	Elevador hidráulico de pacientes
Peso neto	33kg
Capacidad de peso	204kg
Altura	17,5" - 72"
Ancho de la base	22,5" - 42"
Función	Traslado de discapacitados o discapacitados, asistencia para caminar, atención domiciliaria.

Solicitud	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.
Empuje	9000N

Descripción detallada:



Seguro y protegido

El accesorio de barra giratoria de seis puntos se adapta fácilmente a todos los estilos y posiciones de eslingas (se puede utilizar con cabestrillo de 4 o 6 puntos).



**Bomba
hidráulica**

El elevador utiliza un sistema hidráulico de alto rendimiento para garantizar un movimiento seguro y gradual. El empuje máximo es de 9000N.



Base ultrabaja
La base se puede colocar debajo de la cama, centro de gravedad bajo con buena estabilidad, cerca de pacientes postrados en cama para brindar una mejor atención.



Uso
Confort
El ajuste bajo de la base y de las patas permite un fácil acceso a sillas de ruedas, camas, etc.



**Carga
máxima
204 kg**
Un marco
robusto de
acero
sustancial,
límite de
peso
máximo del
usuario de
450 libras.
Es muy
maniobrable
y ligero de
usar.