

Silla de ruedas con inodoro portátil

La silla de ruedas con inodoro es perfecta para las personas que necesitan un inodoro pero también desean la comodidad de una silla de ruedas para facilitar el transporte y la movilidad. Las ruedas traseras están equipadas con frenos para evitar deslizamientos después de sentarse. El recorte del asiento brinda comodidad y permite colocar la silla sobre un inodoro estándar para su uso, pero también viene con un balde para usar donde sea necesario.



Guía de compra de sillas de ruedas con inodoro



Capacidad de peso
(350 libras)



La seguridad
Ruedas bloqueadas



Material



Conveniencia



Estructura del producto

- Soporte de espalda
- Reposabrazos
- Funda/cojín
- Cubo
- Ruedas giratorias (2 con bloqueo)
- Reposapiés

Ventaja del producto

- Estructura de tubo de acero revestido de cromo con construcción soldada, también disponible en acabado de veta plateada.
- Viene de serie con asiento acolchado.
- El mecanismo del brazo de fácil liberación permite transferencias laterales seguras del paciente hacia y desde el inodoro.
- Reposapiés abatibles y desmontables.
- El asiento de inodoro de plástico grande moldeado por inyección, el balde de 12 cuartos y la tapa son estándar.
- Respaldo removible sin herramientas.
- Ruedas giratorias resistentes al óxido (2 con trabas).
- Cómoda plegable, portátil y tapizada.