

Le nébuliseur à compresseur Procyon offre une thérapie par inhalation nébulisée rapide, efficace et fiable, conçue pour un usage domestique. Il s'agit d'un nébuliseur à compresseur silencieux et efficace, adapté à la nébulisation de la plupart des médicaments en aérosol prescrits pour les maladies respiratoires chroniques. Il offre des débit en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres nébuliseurs à compresseur disponibles.

Caractéristiques principales :

La conception ultra compacte le rend incroyablement portable.
La pompe à piston positive est efficace, fiable et silencieuse.
Le tout dans un boîtier de poche idéal, idéal pour le transport et des temps de traitement rapides.

Nébuliseur à compresseur Procyon	
Dimensions de l'emballage	191 mm x 102 mm x 57,3 mm
Poids	4,1 livres (1,86 kg)
Capacité électrique	100-240 VCA, 50-60 Hz
Niveau de bruit en fonctionnement	44 dBA
Pression maximale	2,5 psi
Débit d'un litre de nébulisation	10-14 litres
La taille du nébuliseur	2,5 x 1,5 x 1,5 cm
Taux de nébulisation	2-0,2 ml/min
Étiquette médicale	CE, FDA




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Convient à une variété de situations




Plus de détails



Nébulisation en aérosol de médium — 2µm — 5µm
Les particules aérosolées atterrissent directement les voies respiratoires supérieures, la trachée, les bronches et les voies respiratoires inférieures. Facilitent ainsi l'absorption du médicament.



Efficacité d'administration élevée
Administration élevée pour un fonctionnement continu.



Consommation à faible bruit
Faible puissance, faibles vibrations, l'administration bébé ne nécessite pas.