

Il s'agit d'un sublimateur à compresseur silencieux et efficace. Il offre des débits en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres sublimateurs à compresseur économiques.

Description détaillée:
Sa conception ultra compacte le rend extrêmement portable.
La pompe à piston présente un rendement élevé, fiable et silencieux.
Fournit une taille de particule constante de 55 microns et des temps de traitement rapides.



Convient à une variété de situations




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung $2\text{-}5\mu\text{m}$



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: $3.6 - 4.0 \mu\text{m}$




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION


Low noise design, easy for children to sleep



USE BASIC STEPS




Plus de détails



Nébulisation en niveau de microns—2µm—5µm
Les particules véhiculées atteignent directement les voies respiratoires supérieures, la trachée, les bronches et les voies respiratoires inférieures, facilitant ainsi l'absorption du médicament.



Efficacité d'aérosolisation élevée
Aérosolisation élevée pour un fonctionnement continu.



Conception à faible bruit
Faible puissance, faibles vibrations, l'aérosolisation bébé ne réveille pas.