

Le nébuleuse à compresseur Procyon offre une thérapie par inhalation nébulisée rapide, efficace et fiable, conçue pour un usage domestique. Il s'agit d'un nébuleuse à compresseur silencieux et efficace, adapté à la nébulisation de la plupart des médicaments en aérosol prescrits pour les maladies respiratoires courantes. Il offre des débits en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres nébuleuses à compresseur économiques.

Caractéristiques de performances et de conception :
 Pression et débit fiables
 Un nébuleuse réutilisable peut être inclus
 Petite empreinte
 Conception petite et compacte
 Poignée de transport pratique
 Pièces mécaniques métalliques

Weight: 2.18kg



Numéro de série/modèle	Série Procyon / 70802
Dimensions de l'unité	191 mm * 173 mm * 102 mm
Poids	2,18 kg
Exigences électriques	100-240 VCA, 50-60 Hz
Niveau de bruit de fonctionnement	≤ 50 dBA
Pression maximale	≥ 33psi
Débit d'air libre du compresseur	≥ 6l/min
La taille des particules	2µm - 5µm
Taux de nébulisation	≥ 0.2 ml/min
Liquide résiduel	70,2ml




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES



3.6-4.0µm Median particle size MMAD	75% Percentage of effective particles
--	--

QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



Nebulizer is suitable for auxiliary treatment of most **respiratory diseases**



1. Nebulzier machine
2. Medicine cup
3. Air tube
4. Adult mask
5. Child mask
6. Mouthpiece
7. Elastic strap

