

Le nébuliseur à compresseur Procyon offre une thérapie par inhalation nébulisée rapide, efficace et fiable, conçue pour un usage domestique. Il s'agit d'un nébuliseur à compresseur silencieux et efficace, adapté à la nébulisation de la plupart des médicaments en aérosol prescrits pour les maladies respiratoires courantes. Il offre des débits en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres nébuliseurs à compresseur économiques.

**Caractéristiques de performances et de conception :**  
 Pression et débit fiables  
 Un nébuliseur réutilisable peut être inclus  
 Petite empreinte  
 Conception petite et compacte  
 Poignée de transport pratique  
 Pièces mécaniques métalliques

Weight: 2.18kg



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Número de série/modelo            | Série Procyon / 70802    |
| Dimensiones de l'unité            | 191 mm * 173 mm * 102 mm |
| Poids                             | 2.18kg                   |
| Exigences électriques             | 100-240 VCA, 50-60 Hz    |
| Niveau de bruit de fonctionnement | ≤ 50 dBA                 |
| Pression maximale                 | ≥ 33psi                  |
| Débit d'air libre du compresseur  | ≥ 6l/min                 |
| La taille des particules          | 2µm - 5µm                |
| Taux de nébulisation              | ≥ 0.2 ml/min             |
| Liquide résiduel                  | 70.2ml                   |




## PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



## MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES



|   |   |
|---|---|
| <p><b>3.6-4.0µm</b><br/>Median particle size<br/>MMAD</p> | <p><b>75%</b><br/>Percentage of<br/>effective particles</p> |
|---|---|

## QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



Nebulizer is suitable for auxiliary treatment of most **respiratory diseases**



1. Nebulzier machine
2. Medicine cup
3. Air tube
4. Adult mask
5. Child mask
6. Mouthpiece
7. Elastic strap

