

## Description du produit:

L'aide au transfert réglable Able Assist offre une solution sûre et facile pour un soignant souhaitant transférer un client. L'aide au transfert réglable Able Assist est idéale pour les utilisateurs qui peuvent passer d'une position assise à une position debout. Lors du transfert d'une pièce à l'autre, il permet à l'utilisateur de participer au transfert, ce qui aide à améliorer le tonus musculaire en ayant les jambes soutenues par la genouillère et ils peuvent s'accrocher à la barre horizontale devant eux, ce qui fournit également au soignant un coffre-fort et la solution lors du transfert. La faible largeur de l'Able Assist permet au soignant de manœuvrer facilement à travers les portes standard.

## Traits:

1. Une aide au transfert réglable Able Assist
2. Solution sûre et facile pour transférer les patients
3. Jambes écartables pour plus de stabilité
4. Idéal pour ceux qui peuvent passer d'une position assise à une position debout
5. Manœuvré facilement à travers les portes standard
6. Genou l'attelle aide à soutenir les jambes
7. 2 roues freinées maximisent la sécurité et la stabilité
8. Peut être roulé directement jusqu'aux toilettes



Capacité patient de 441 livres Double frein de roue arrière Alliage d'aluminium Sangles standard

## Aides au transfert Able Assist




## Applications du produit



Hospital



Nursing Home



Home Care



Rehabilitation Center

Les aides au transfert Able Assist sont suffisamment polyvalentes pour être utilisées pour tous les mouvements de patients. Approprié aux maisons, aux maisons de repos ou aux hôpitaux et à d'autres endroits ; Les transferts peuvent être vers et depuis les lits, les chaises, du sol au lit, les transferts latéraux, le bain et la toilette.

## détails du produit



Équipé de 4 roues qui améliorent la maniabilité et permettent un transfert aisé des utilisateurs, 2 des roues ont des freins qui assurent une sécurité et une stabilité maximales lors du transfert d'un patient. L'aide au transfert Able Assist peut être déplacée directement jusqu'aux toilettes, avec des roues positionnées de chaque côté des toilettes pour offrir à l'utilisateur plus de dignité pour s'asseoir. Pour plus de stabilité, les jambes de l'Able Assist peuvent être écartées au moyen d'une simple pédale.