

Nebulizer kompresor Procyon menyediakan terapi inhalasi nebulisasi yang cepat, efisien, dan akurat, dirancang untuk digunakan di rumah. Ini adalah nebulizer kompresor yang tenang dan bekerja keras, cocok untuk nebulisasi sebagian besar obat aerosol yang diresepkan untuk penyakit pernapasan umum. Nebulizer ini menawarkan aliran hawa yang lebih tinggi, waktu perawatan yang lebih singkat, dan tingkat suara yang lebih rendah dibandingkan banyak nebulizer kompresor lainnya.

Detail Deskripsi:

Desainnya sangat kompak sehingga sangat portabel.
 Pompa piston yang bertangan, efisien, dapat diandalkan, dan senyap.
 Memerlukan aliran listrik yang konstan, AC, ukuran dan waktu perawatan yang tepat.

Model / Model No.	Seri Procyon / 70001
Dimensi Satuan	194mmx122mmx173mm
Berat	4,2 gram (1.5 ons)
Perawatan elektrik	100-240VAC, 50-60Hz
Ukuran Kelengkapan Perawatan	4 Model
Ukuran Membran	4 Model
Aliran udara dalam kompresor	4 Model
Waktu perawatan	20-30 min
Tingkat Kebisingan	40-50 dBA
Garansi Satu	12 bulan




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Cocok untuk Berbagai Situasi




Keterangan lebih lanjut



Nebulisasi Tingkat rendah—3µm—5µm
Partikel yang dihirup langsung mencapai saluran pernafasan atas, trakea, bronki dan saluran pernafasan bawah sehingga memperlakukan penyempitan otot.



Efisiensi atomisasi tinggi
Atomisasi baik untuk pengapreparasian berkelanjutan.



Desain kebisingan rendah
Suara rendah, getaran rendah, atomisasi besar tidak takut.