

Pembalik Pasien 72110

SPESIFIKASI

Height	40.9" - 49.6"
Leg Support Height Min	6.3"
Leg Supporttt Height Max	7.1"
Base Diameter	16.1"
Weight	36lbs
Weight Capacity	330lbs
Casters	4"
Pad Dimensions	6.9" * 4.9"



330 lbs
weight capacity


DETIL DESKRIPSI



72110 adalah turner pasien yang mendukung penjaga dan pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam jarak pendek transfer, seperti; tempat duduk ke tempat duduk, tempat tidur ke tempat duduk, kursi roda ke toilet dan sebagainya. Pasien turner memungkinkan pengguna untuk berdiri dan berputar sambil mendukung mereka pada transfer jarak pendek.



72110 dapat menyesuaikan ketinggian untuk membantu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sedangkan pegangannya bermacam-macam poin mencengkeram untuk kedua penjaga dan pengguna.






Dua roda belakang 8 cm (7,6 cm) untuk kemudahan,
bahkan dengan pengguna berat - Mudah dibongkar/kereta dorong
lampiran tanpa alat untuk transportasi dan penyimpanan.



Penyangga kaki bagian bawah yang empuk dapat disesuaikan lebarnya, sudut dan tinggi untuk kenyamanan pengguna. (bebas alat)





Basis profil rendah memfasilitasi penempatan kaki pengguna,
Area dasar yang substansial memberikan stabilitas,
dengan bar belakang juga memungkinkan penjaga untuk mengimbangi.

PRODUK SEJENIS

