

Rollator Walker

Rollator mengembalikan aktivitas dan kemandirian untuk orang tua dan tantangan mobilitas. Merupakan rollator ringan dan serbaguna yang disetujui untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan. Dengan lebar hanya 27", Rollator Compact bahkan lebih mudah untuk bermanuver di ruang sempit, memungkinkan Anda untuk pergi ke tempat yang Anda inginkan saat berada di luar kota atau saat bepergian. Pengalaman jalan kaki yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih bermartabat.



Panduan Membeli Rollator Walker



Kapasitas Berat
(150kg)



Berat keseluruhan
(7,3kg)



Kisaran ketinggian:
78-91cm



Kinerja keselamatan



Struktur Produk

- (1) Menangani/rem
- (2) Kursi
- (3) tas bersih
- (4) Tombol pengatur ketinggian
- (5) Pemegang kruk
- (6) Roda

Keunggulan Produk

Ringan dan kapasitas menahan beban yang kuat

70205 adalah lampu dan rollator yang disetujui untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan, dengan fungsionalitas yang sesuai untuk semua pengguna. Rollator Compact bahkan lebih mudah untuk bermanuver di ruang sempit, memungkinkan Anda pergi ke mana pun Anda inginkan saat berada di luar kota atau saat bepergian.

Rollator relatif ringan (7,3 kg) dan kapasitas beban maksimum dapat mencapai 150 kg; itu juga sangat mudah digunakan dan bergerak dengan mudah! Ini akan membuat perjalanan Anda menyenangkan dan Anda akan merasa aman!