

Movimentador de Paciente Sentar e Ficar de Pé 72130

ESPECIFICAÇÕES

Size(W*D*H)	22.6" * 24.8" * 46.5"
Base Plate Size	19.3" * 24.8"
Knee Pad Size	6.3"*7.1"
Leg Support Height	11.8-18.5"
Base Height	2"
Weight	36 lbs
Weight Limit	331 lbs




331 lbs
Weight capacity

DESCRIÇÃO DETALHADA



Uma alternativa menos dispendiosa para elevadores de pacientes elétricos, estes dispositivos de assistência em pé são perfeitos para aqueles capazes de puxar-se para dentro uma postura semi-em pé e possuindo força suficiente nas pernas para se sustentar.

Peso máximo do usuário de 150 kg





Uma vez que a talha de pé é rolada para a posição, o paciente simplesmente agarra a barra central e coloca o corpo em pé.

A abertura no guiador central permite uma rápida instalação de cintos de suporte opcionais e a alça possui vários pontos de fixação.



A baixa distância ao solo fornece o máximo estabilidade durante o uso.

As rodas apresentam freios facilmente engatados e permitir o movimento em distâncias curtas;

é especialmente útil durante transferências de cadeira de rodas e toalete.



Joelheira ajustável, contornada, ajustável em altura
joelheira oferece conforto de alto nível e acomoda
uma grande variedade de tamanhos de pacientes.

PRODUTOS SIMILARES

