



Levantando do chão



Transferência cama-cadeira



Transferência para ir ao banheiro/banho

O elevador do paciente é um dispositivo auxiliar, adequado para transferência de pessoas, como usuários de cadeiras de rodas, pacientes bariátricos, pacientes acamados, deficientes, deficientes físicos, pacientes com fratura de membros inferiores, idosos com pouca capacidade de caminhar até uma cadeira de rodas.

As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais, banho e toalete. O equipamento tem design compacto e versátil, adequado para movimentar todos os tipos de pacientes. Leve e fácil de desmontar, conveniente para transporte e instalação rápidos. Pode fazer com que pacientes e cuidadores se sintam seguros, confortáveis e estáveis.

Características:

- Elevação hidráulica manual do paciente
- A operação otimiza as capacidades de elevação para exigir menos esforço físico para elevar o paciente
- Hidráulica de alto desempenho para movimento seguro e gradual
- A construção robusta em aço com veios prateados e o design do berço de 6 pontos proporcionam força máxima para levantar e abaixar indivíduos com peso de até 450 libras.
- Rodízios padrão de 3" ou 5" são compensados para maior estabilidade e operação suave
- As quebras dos rodízios fáceis de operar proporcionam segurança e proteção adicionais
- A barra giratória de 6 pontos pode acomodar 2 ou 4 tiras de eslinga mais 2 conexões de corrente

Nome do Produto	Elevador Hidráulico do Paciente
Peso líquido	33kg
Capacidade de peso	204kg
Altura	17,5" - 72"
Largura da Base	22,5" - 42"
Função	Transferência para deficientes ou deficientes, assistência para caminhar, atendimento domiciliar
Aplicativo	Assistência domiciliar, casa de repouso ou hospital, etc.

Impulso	9000N
----------------	-------

Descrição detalhada:



Seguro e protegido
A fixação da barra giratória de seis pontos adapta-se facilmente a todos os estilos e posições de funda (pode ser usado com tipoia de 4 ou 6 pontos).



Bomba Hidráulica
O elevador utiliza sistema hidráulico de alto desempenho para garantir um movimento seguro e gradual. O empuxo máximo é 9000N.



Base ultrabaixa
A base pode ser colocada embaixo da cama, centro de gravidade baixo e com boa estabilidade, próxima a pacientes acamados para prestar melhor atendimento.



Uso
Conforto
O ajuste baixo da base e da extensão das pernas permite uma fácil aproximação a cadeiras de rodas, camas, etc.



Carga máxima
204 kg
Uma estrutura robusta de aço substancial, limite máximo de peso do usuário de 450 libras. É muito manobrável e leve de usar.

