

O nebulizador compressor Precyon fornece terapia de inalação nebulizada rápida, eficiente e confortável, projetada para uso doméstico. Este é um nebulizador compressor silencioso e resistente, adequado para nebulizar a maioria dos medicamentos em aerosol prescritos para doenças respiratórias comuns. Ele oferece fluxo de fluxo mais alto, tempo de tratamento mais curto e nível de ruído mais baixo do que muitos outros nebulizadores de compressores ecnômicos.

Descrição detalhada:

• Fluxo de nebulização de 10 litros e extremamente portátil.
 • A potência sonora de ruído é silencioso, confortável e silencioso.

• Fluxo de nebulização de partículas consistente de 4,5 microns e tempo de tratamento rápidos

Modelo do produto	Serie Precyon / 70000
Dimensões da unidade	170 mm x 100 mm x 110 mm
Peso	0,4 kg (0,9 lb) neto
Requisitos elétricos	100-240 VCA, 50/60 Hz
Nível de ruído operacional	45 dBA
Fluxo de nebulização	10 L/min
Fluxo de ar livre do compressor	4 L/min
Tamanho da partícula	4,5 µm
Tipo de nebulizador	de 0,2 µm
Limpeza	com água




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Adequado para uma variedade de situações



Mais detalhes



Nebulização em nível de aerossol — 2µm-5µm
As partículas inaladas atingem diretamente o trato respiratório superior, traqueia, brônquios e trato respiratório inferior, facilitando a absorção do medicamento.



Alta eficiência de atomização
Atomização suave para operação contínua.



Nível de baixo ruído
Baixa potência, baixa vibração, e atomização do bebê são resistentes.