

Alça de ajuda para cama em casa

Para camas de estilo doméstico padrão, este corrimão tem uma barra de apoio entre o colchão e as molas de caixa e uma alça ajustável para prendê-lo.

Pode ser montado em ambos os lados da cama e fornece um suporte estável.

A alça de aço revestida de energia removível inclui uma barra intermediária, que cria uma aderência confiável em qualquer altura e pode ser destacada quando não estiver em uso.



Vantagem do produto

Assistência para entrar e sair da cama. Pode ser usado em ambos os lados da cama.

- Punho removível.
- Montagem fácil, rápida e sem ferramentas. Vem em duas peças.
- A alça de segurança envolve o colchão ou a caixa de molas para garantir um ajuste seguro.
- Alça de segurança extra longa especial permite que o usuário fique em uma cama de solteiro, de solteiro, de casal, queen ou king size.
- Fabricado em aço revestido a pó para longa vida útil e fácil limpeza.
- Punho com várias barras transversais cria fácil aderência para qualquer altura de uso.



O trilho de assistência à cama em casa fornece aos pacientes assistência para entrar e sair da cama. Este modelo possui uma alça de segurança que você envolve ao redor do colchão ou da caixa de molas para garantir um ajuste seguro e protegido.