

## ***Elevador de Paciente Elétrico***

O elevador de paciente elétrico que pode mover facilmente o paciente para cima e para baixo, economizando esforço e atendendo às necessidades de vida do paciente.

As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais, banho e toalete, e oferece uma ampla seleção de slings para uma variedade de situações de elevação.



### ***Guia de compra de elevador de paciente***



Capacidade de peso  
(33 0lbs)



Tamanho das eslingas Escolha



Barra giratória de quatro pontos



Dispositivo motorizado



#### **Estrutura do produto**

- Cabide
- Lança
- Dispositivo de descida de emergência
- Empurre a mão
- Bateria
- Motor
- Pedal de ajuste do pedestal
- Roda traseira (com freio)
- Base

#### **Vantagem do produto**

##### **Inteligência compacta**

A Série Deneb 71980 foi projetada para ser facilmente transportada para onde for necessário. Ele é projetado para cuidados em casa e fácil armazenamento.

##### **Traslado confortável e seguro**

A faixa de elevação do paciente de 0 a 161 cm (0" a 63,4") fornece uma excelente altura máxima de elevação e, ao mesmo tempo, fica muito baixa, facilitando a elevação do piso. A suspensão padrão de 4 pontos garante uma posição de içamento confortável e espaçosa para o usuário.



#### **Eslingas Escolha**

