


Сядьте, чтобы встать  
Вспомогательное приспособление для перемещения из положения сидя в положение помогает при поворотном перемещении между различными поверхностями сидений и может перевозить пользователей на короткие расстояния. Снижает нагрузку на человека, осуществляющего уход, и обеспечивает безопасное и удобное перемещение при повороте для людей, которым требуется дополнительная поддержка при стоянии.



Руководство по покупке вспомогательного средства для перехода с места на место



Грузоподъемность 150 кг Регулируемая опора для ног Прочная стальная рама с подтяжками



### Структура продукта

- Ручка
- Стальная рама
- Наколенники
- Ручка
- Ножная педаль
- Колеса

### Преимущество продукта

- Его узкие утопленные передние ножки между колесами инвалидной коляски и вокруг унитазов обеспечивают идеальное позиционирование, а мягкие опоры для ног можно регулировать по ширине, углу и высоте в соответствии с комфортом пользователя.
- Ножные тормоза на центральных колесах обеспечивают устойчивость при движении стоя/сидя.
- Большая площадь основания обеспечивает устойчивость. Легко разбирается/собирается без инструментов для транспортировки и хранения.